



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@dpss.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби
Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)
В.О. Магалецька
В.О. Магалецька
(підпис)

М.П.

№1

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 30 » 11 20 21 року

№ 12.2-18-1 / 20409

Об'єкт експертизи: Електроконвектори т.м. «Atlantic», «Bonjour», HausMark, б/м згідно з додатком до Висновку

виготовлені у відповідності із - ТУ У 29.7-35008375-002:2011 «Електроконвектори. Технічні умови» зі Змінами 1, 2, 3, 4

Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул: 27.51.26

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Виробництво; оптова та роздрібна торгівля

Країна-виробник: Україна, ТОВ «Укратлантік», 67663, Одеська обл., Біляївський р-н., с. Усатове, вул. Агрономічна, 225, тел.: +380 (048) 740 05 88

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ «АТЛАНТИК-ГЕЙЗЕР», Україна, 61052, м. Харків, вул. Конєва, 4, офіс 401, тел.: +38(057)766-01-35, код за ЄДРПОУ 35586049

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: -

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Електроконвектори т.м. «Atlantic», «Bonjour», HausMark, б/м згідно з додатком до Висновку відповідають встановленим медичним критеріям безпеки/показникам, а саме: при підключенні до електромережі параметри електромагнітних випромінювань: напруженість електричного поля частотою 50 Гц не перевищує 0,5 кВ/м відповідно до «Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 01.08.96 № 239, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 29.08.1996 р. за № 488/1513.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Електроконвектори т.м. «Atlantic», «Bonjour», HausMark, б/м згідно з додатком до Висновку, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 29.7-35008375-002:2011 «Електроконвектори. Технічні умови» зі Змінами 1, 2, 3, 4

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: контролю не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: контролю не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 9125 від 25 жовтня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



Іщейкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 30 » 11 2021 року

№ 12.2-18-1 / 20409

Торгівельна Марка	Моделі
Atlantic	CMG TLC/M (500W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W); CMG-TLC/M2 (500W, 1000W, 1500W, 2000W), CCG TLC/M2 (2500W); CEG BL-Meca/M2 (500W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W); CMG-BD1 (500W, 1000W, 1500W, 2000W); CMGD MK01 (500W, 1000W, 1500W, 2000W); CHG-3 PACK2 DAP (1000 W, 1500W, 2000W); CHG-BD1 (1000W, 1500W, 2000W); CHG-BD1/WI-FI (1000W, 1500W, 2000W), з обладнанням радіодоступу (IEEE 802.11 b/g/n) моделі ESP-WROOM-02D; CMG-PACK0, CMG-PACK0/M, CMG-PACK0/PR (500W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W) CHG-BD1/HUM 1500W CMG-BD0, CMG-BD0/M (500W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W)
Atlantic, б/м	CMG BL-Meca/M (500W, 1000W, 1500W, 2000W, 2500W)
Bonjour	CEG BL-Meca/M (500W, 1000W, 1500W, 2000W), CCG BL-Meca/M1 (2500 W)
HausMark	CMG-TLC/M (1000W, 1500W, 2000W), CCG-TLC/M (2500 W)

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,
тел.: (044) 289-00-21,
e-mail: info@imtuik.org.ua;
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місце знаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

№ 9125 від 25 жовтня 2021 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

*
(підпис)

Іщайкін К.Є.
(ініціали та прізвище)

М.П.

